

Auto Multiple Choice - Support # 924: Tiff multiple

| | | | |
|---------------------|--|------------------|--------|
| Status: | Feedback | Priority: | Normal |
| Author: | Ana Cruse | Category: | |
| Created: | 04/23/2024 | Assignee: | |
| Updated: | 04/29/2024 | Due date: | |
| Description: | Bonjour Avec une ancienne version AMC j'utilisais des fichiers TIFF multiples pour les scans j'ai l'impression que ce n'est plus possible pouvez vous me le confirmer ou bien m'expliquer comment paramétrer afin de pouvoir utiliser ces anciens SCANS Merci | | |

History

04/26/2024 12:22 pm - Frédéric Bréal

Je n'utilise pas tiff mais avez vous essayé de convertir le tiff en png et retenté une analyse ?

<pre>

```
mogrify -format png -monochrome *.tif
```

</pre>

04/29/2024 10:22 pm - Alexis Bienvenüe

- Status changed from New to Feedback

Normalement le traitement des fichiers de scan n'a pas évolué depuis longtemps.

Pouvez-vous essayer la saisie automatique d'un fichier problématique en mode débogage (depuis le menu `_Aide_`), et poster le fichier `@log@` produit ?